





Okularet placeres lidt over synslinjen og tippes lidt opad så teleskopet ikke forstyrrer afstandssynet (korrektionen).



Juster teleskopets synsvinkel, så den passer til patientens synslinie, når patienten bukker hovedet let.



A5204 Monokulær Ves Sport 4x i K-Frame

(Brun)

(ca. 30cm-uendeligt, skru på hjulet foran)



A2503 Monokulær Ves Explore 3x i U-Frame (Sølv)

(ca. 30cm-uendeligt, skru på hjulet foran)



A3503 Ves mini 3x Mono umonteret

(ca. 30cm-uendeligt, kan sættes i eget stel)



A7022,5 Binokulær SightScope 2,2x i

Patient-Clip

(Afstand)



A9003 Binokulær +2,0 Reading Caps

(til Sightscope 2,2x) (Binokulær Caps incl. PRD

findes op til +3,00 pr. par)

