


ML NYHEDER

# NYT: ML KOMFORT FILTER

---

2020

On Sight Vision ApS



**NYT: ML FILTER UDVIDELSE****ML Komfort filter med udvidet sortiment**

De nye Komfort Filter inkluderer den allerede eksisterende ML41(Dark), med nye tilføjede dæmpninger. I alt produceres tre forskellige farver med tre forskellige transmissioner. Navnene svarer til den samlede lys gennemgang. Det betyder at dark = 50%, medium = 65% og light = 77%. Vores nye komfortfilter leveres desuden som RX-løsninger.

**Alle komfort filter produceres i varianterne:**

ML41 (allerede kendt som ML41Dark),  
ML Emerald,  
ML Sapphire,





ML NYHEDER

# NYE FLIRPS

---

2020

## NYE FLIRPS

## ML nye komfort filter er tilgængelig i ML Flirps

De nye Komfort Filter inkluderer den allerede eksisterende ML41(Dark) med nye tilføjet dæmpninger. I alt har vi tre forskellige farver med tre forskellige transmissioner. Navnene svarer til den samlede lys gennemgang. Det betyder at dark = 50%, medium = 65% og light = 77%.

**Navn:**

MLSapphire dark – MLEmerald dark

MLSapphire medium – MLSapphire light

MLEmerald medium – MLEmerald light

ML41 medium – ML41 light


**Artikel nr.:**

39949

39951

39950

39953





ML NYHEDER

# ML FILTER KOMFORT TEST SÆT

---


2020

## ML nye komfort filter Flirps i en box

Alle de nye komfort filtre kan leveres samlet i denne nye fine filter box.  
*Dog ses at standard filter løsningen LLR-filteret er isat sammen med ML41Dark.*

Navn:  
MLFilter Comfort

Artikel nr.:  
**39955**






ML NYHEDER

## **ML Diagram Komfort filter ML41Medium & ML41Light vs OSV-59&OSV-60**

---

2020

## Komfort filter ML41Medium & ML41Light vs OSV-59&OSV-60



**De nye komfort filtre ML41Medium og ML41Light vil automatisk overtage vores tidligere komfort filtre OSV-59 og OSV-60, da effekten er tilsvarende og lettere at reproducere for vores leverandør Multilens.**

**Det er muligt at få ombyttet tidligere klinik udstyr med komfortfiltrene OSV-59 og OSV-60 til de nye løsninger uden omkostninger indtil d. 1. juli 2020**





## Information


# On Sight Vision Komfort filter X02, X02L og X02LL

---

2020



## Komfort filter X02, X02L og X02LL



Komfort filter X02 blev produceret i 2018 i samarbejde med Dorthe Jensen fra Synsrådgivningen i Roskilde. Findes i varianterne X02-Mørk, X02L-Medium og X02LL-Lys.

Velegnet til klienter med hovedpine, hovedtraume, lysgener fra EDB, Tablets, mobiler samt andet elektronisk udstyr. Kan i visse tilfælde erstatte standard filtre fra Multilens.

Alle filtre skal afprøves individuelt, gerne i kundens egne miljø under forskellige lysforhold inde samt ude.